

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
S919JV	CD-Freezer® 细胞冻存液	100 mL	24 个月	液体	2 ~ 30°C	常温

1. 产品描述

CD-Freezer® 化学成分限定细胞冻存液是限定化学成分的细胞冻存液。本产品无需程序降温，可直接冻存于-80°C超低温冰箱

本品含 7.5%的二甲基亚砜（DMSO）。

※ 通用于多种哺乳动物细胞株；

※ 特别配方能有效维持细胞活力；

※ 限定化学成分的配方，不含动物来源的蛋白质，能减少各类病毒、霉菌和支原体等的污染，确保细胞安全；

※ 既适用于基础培养基添加血清的常规方式培养细胞的冻存，也适用于无血清条件下培养细胞冻存。

本产品使用注射用水（Water-For-Injection）配置。

2. 企业质量体系

上海源培生物科技股份有限公司的产品是在 cGMP 标准车间中生产的。

上海源培生物科技股份有限公司已取得 ISO 9001:2015、ISO13485:2016 质量体系认证。

3. 产品参数

本产品为过滤除菌产品

物理外观：无色澄清液体

渗透压：1000 ~ 1500 mOsm/kg-H₂O

pH 值：7.0 ~ 7.4

储藏条件：2 ~ 30 °C

运输条件：常温

4. 使用指南

6. 相关产品

货号	品名	规格	存储条件	运输条件
S917JV	CD-Freezer® 细胞保存液	100mL	2 ~ 30 °C	常温
S924JV	CD-Freezer® 细胞冻存液 (HD)	100mL	2 ~ 30 °C	常温

本产品中 DMSO 的浓度为 7.5%。冻存不同类型的细胞时，所需 DMSO 的浓度并不相同，通常在 2.5-10%之间变化。源培生物只提供了 7.5%这一种浓度的冻存液。客户可根据所需冻存的细胞类型，优化最适合的冻存液中 DMSO 浓度。如果需要其他 DMSO 浓度的细胞冻存液，建议购买源培生物的细胞冷藏储存液（货号 S917JV），自行添加不同浓度的 DMSO。

本产品无需程序降温，在对细胞进行清洗离心收集后，用本产品重悬细胞后，可直接置于-80°C超低温冰箱长期保存。如需在液氮中长期保存，需先置于-80°C环境至少一天时间，再转移至液氮罐中保存。

建议的细胞冻存密度：0.5~1×10⁷ cells/mL。

5. 细胞冻存的常用程序

推荐采用对数生长期且细胞活率大于 90%的细胞进行冻存。

1. 常规方法收集对数期的贴壁细胞或悬浮细胞于试管中。
2. 根据培养细胞的密度和冻存管的大小确定所需冻存细胞数。
3. 将所需数目的细胞悬浮液置于离心管中，1000rpm，5 分钟离心收集培养细胞沉淀，彻底弃去离心管中的上清液。
4. 加入适量的 CD-Freezer® 化学成分限定细胞冻存液于离心管中，使细胞浓度约为 0.5~1×10⁷ cells/mL。轻柔地混匀细胞，制成细胞混合液。
5. 将离心管中的细胞混合液分装于已标记的冻存管中，建议每管 1ml 或 1.5ml。
6. 直接将分装好的细胞冻存管放入-80°C超低温冰箱中，可长期冷冻保存。
7. 如需液氮中长期保存，需先置于-80°C环境至少一天时间，再转移至液氮罐中保存。

注意：细胞冻存 24 小时之后，或者长期冻存（比如半年后），应进行细胞复苏能力检测。