



货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
Q201	Prefilled®胰酪大豆胨琼脂培养基 (RODAC), 含卵磷脂和吐温 80, TSA+L+T80	Φ55mm 15mL	6 个月	平皿	2 ~ 25 °C	常温

1.产品描述和用途

本品为Φ55mm 的胰酪大豆胨琼脂培养基平皿，含有可中和消毒剂的卵磷脂和吐温 80，广泛用于制药、食品以及化妆品等企业的环境微生物的检测和实验室微生物培养，接触平板设计有计数方格，方便菌落的计数。

三层真空包装，一次性使用。

2.产品灭菌方式

121℃、15min 高温高压灭菌后无菌灌装，包装完成后外加高能电子束辐射，辐照剂量：8-17kGy。

3.包装规格

平皿直径：55mm；

培养基装量：15mL；

包装：三层包装（最内层为呼吸袋，外面两层抽真空袋），外加

1 个转移袋；

装箱：10 个/包，24 包/箱。

4.配方

组分：

胰酪蛋白胨	15.0 g/L
大豆蛋白胨	5.0 g/L
氯化钠	5.0 g/L
琼脂	15.0 g/L
卵磷脂	0.7 g/L
吐温 80	5.0 g/L

5.检验方法和标准

理化检查：淡黄色，pH=7.3±0.2（25℃）。

无菌检查：在 30-35℃的培养条件下，培养 5 天，无微生物生长。

适用性检查：在 30-35℃的培养条件下，时间不超过 5 天，分别接种大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌、白色念珠菌、黑曲霉菌，被检样品的菌落平均数与对照培养基上的菌落平均数的比值应在 50%-200%范围内。

6.使用指南

I：从仓库取出待使用的培养皿，放置，恢复室温；

II：检查培养皿的信息，确认在效期内使用；

III：检查培养皿包装、外观，弃去有缺陷的平板；

IV：选定待检处，拆开包装，打开培养皿盖，手拿接触平板的底部，将有琼脂培养基的一面扣到待检部位，轻轻按压 3-5 秒钟；

V：盖上接触平板盖，将采集好的培养基平皿盖上，做好标记、置培养箱中倒置培养；

VI：参见《中华人民共和国，药典》

2025 版，四部通则 1101：无菌检查法。

7.企业质量体系

ISO9001:2015 / ISO13485:2016。

8.注意事项

I：使用前必须检查培养皿，若培养皿包装破损，过了产品有效期等情况不得使用；储存和使用过程尽量避免横放平皿。

II：采样后必须尽快培养，以保证结果准确；

III：采样后建议把培养皿放置于转移袋中，转移至培养箱中培养，以降低培养皿在传递和培养过程中的生物负载；

IV：所用样品及其培养废弃物应视为污染性的物质，应高温高压湿热灭菌后再另行处理；

V：本产品严禁用于临床