

300 g/L 葡萄糖溶液



源培·培源
BasalMedia

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
S261JV	300 g/L 葡萄糖溶液	100mL	12 个月	液体	2 ~ 30 °C	常温

1. 产品描述

葡萄糖溶液含 300 g/L 浓度的 D-葡萄糖，用作细胞培养的葡萄糖补充剂。

本产品使用注射用水 (Water-For-Injection) 配置。

本产品供科学研究和生产使用，用于组织和细胞的体外培养。

禁止临床使用。

2. 企业质量体系

上海源培生物科技股份有限公司的产品是在 cGMP 标准车间中生产的。

5. 相关产品

货号	品名	规格	存储条件	运输条件
S210JV	200 mM L-谷氨酰胺溶液	100 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S240JV	200 mM L-丙氨酰谷氨酰胺溶液	100 mL	2 ~ 8 °C, 避光	蓝冰

上海源培生物科技股份有限公司已取得 ISO9001:2015、ISO13485:2016 质量体系认证。

3. 产品参数

本产品为过滤除菌产品

物理外观：无色澄清液体

内毒素：≤1 EU/mL

储藏条件：2 ~ 30 °C

运输条件：常温

用途：仅供科研和生产使用