

### 培养基配方表 (Media Formulation)

名称: Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 DPBS 10X 不含钙、镁离子和酚红

货号: B260KJ

组分 (Components)	分子量 (MW)	浓度 (mg/L)	摩尔浓度 (mM)
Potassium Chloride	74.55	2000	2.6666667
Potassium Phosphate monobasic	136.09	2000	1.4705882
Sodium Chloride	58.44	80000	137.93103
Sodium Phosphate dibasic	141.96	11500	81.0087349