



Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 含钙、镁离子, 不含酚红

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
B220KJ	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 含钙、镁离子, 不含酚红	500mL	48 个月	液体	2 ~ 30 °C	常温

1. 产品描述

DPBS 可用于多种细胞培养用途, 如在解离细胞前的冲洗, 运输细胞或组织样品, 稀释细胞用于细胞计数, 以及用来配制各种试剂溶液。不含钙镁离子的配方可用于细胞解离前清洗整合剂。

本产品使用注射用水 (Water-For-Injection) 配置。

本产品关注点

含 (+)

- Ca²⁺
- Mg²⁺

不含 (-)

- 酚红

本产品供科学研究和生产使用, 用于组织和细胞的体外培养。

严禁用于临床。

2. 企业质量体系

上海源培生物科技股份有限公司的产品是在 cGMP 标准车间中生产的。

上海源培生物科技股份有限公司已取得 ISO9001:2015、ISO13485:2016 质量体系认证。

3. 产品参数

本产品为过滤除菌产品

物理外观: 无色澄清液体

内毒素: ≤1 EU/mL

渗透压: 270 ~ 300 mOsm/kg·H₂O

pH 值: 7.0 ~ 7.4

储藏条件: 2 ~ 30 °C

运输条件: 常温

用途: 仅供科研和生产使用

4. 相关产品

货号	品名	规格	储存条件	运输条件
B210KJ	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	2 ~ 30 °C	常温
B260KJ	Dulbecco's 磷酸盐缓冲液 (DPBS), 10X, 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	2 ~ 30 °C	常温
B310KJ	磷酸盐缓冲液 (PBS), pH7.2	500 mL	2 ~ 30 °C	常温
B320KJ	磷酸盐缓冲液 (PBS), pH7.4	500 mL	2 ~ 30 °C	常温
B410KJ	Hank's 平衡盐溶液 (HBSS), 含钙、镁离子, 不含酚红	500 mL	2 ~ 30 °C	常温
B420KJ	Hank's 平衡盐溶液 (HBSS), 含酚红, 不含钙、镁离子	500 mL	2 ~ 30 °C	常温
B430KJ	Hank's 平衡盐溶液 (HBSS), 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	2 ~ 30 °C	常温
B610KJ	Earle's 平衡盐溶液 (EBSS), 不含钙、镁离子和酚红	500 mL	2 ~ 30 °C	常温
S310JV	胰酶 EDTA 溶液, 0.25%	100 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S320JV	胰酶 EDTA 溶液, 0.05%	100 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S340JV	Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液, 不含酚红, 10X	100 mL	-30 ~ -5 °C	干冰
S342JV	Trpzyme® 重组胰蛋白酶消化液, 不含酚红	100 mL	-30 ~ -5 °C	干冰

* 10X 代表产品的浓度是工作浓度的 10 倍。