



源培·培源
BasalMedia

MEM 必需氨基酸溶液，50X

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
S230JV	MEM 必需氨基酸溶液，50X	100mL	24 个月	液体	2 ~ 8 °C	蓝冰

1. 产品描述

为 L-精氨酸、L-胱氨酸、L-组氨酸、L-异亮氨酸、L-亮氨酸、L-赖氨酸、L-甲硫氨酸、L-苯丙氨酸、L-苏氨酸、L-色氨酸、L-酪氨酸和 L-缬氨酸等 12 种氨基酸的混和溶液。不含 L-谷氨酰胺。

本产品使用注射用水（Water-For-Injection）配置。

本产品供科学研究和生产使用，用于组织和细胞的体外培养。

严禁用于临床。

2. 企业质量体系

上海源培生物科技股份有限公司的产品是在 cGMP 标准车间中生产的。

5. 相关产品

货号	品名	规格	存储条件	运输条件
S220JV	MEM 非必需氨基酸溶液，100X	100 mL	2 ~ 8 °C，避光	蓝冰

上海源培生物科技股份有限公司已取得 ISO9001:2015、ISO13485:2016 质量体系认证。

3. 产品参数

本产品为过滤除菌产品

物理外观：无色澄清液体

pH 值：0.6 ~ 1.2

储藏条件：2 ~ 8 °C

运输条件：蓝冰

用途：仅供科研和生产使用

4. 使用指南

按 1%（体积比）的终浓度加入至培养基中。