

Vitronectin(VTN) 1mg/mL AOF



货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
M252Q1	Vitronectin(VTN) 1mg/mL AOF	120uL	36 个月	液体	-30 ~ -5 °C	干冰
M252R0	Vitronectin(VTN) 1mg/mL AOF	1mL	36 个月	液体	-30 ~ -5 °C	干冰

1. 产品描述

Vitronectin(VTN)是一种重组人源蛋白，用于为人多能干细胞(PSC) 的无饲养层培养提供一层成分明确的表面基质。建议配合源培的 StemGro® ESS8 或 TeSR 培养基联合使用。

本产品使用注射用水 (Water-For-Injection) 配置。

本产品供科学研究和生产使用，用于组织和细胞的体外培养。

禁止临床使用。

2. 企业质量体系

上海源培生物科技股份有限公司的产品是在 cGMP 标准车间中生产的。

5. 相关产品

货号	品名	规格	存储条件	运输条件
T430KJ	StemGro® ESS8 多能干细胞培养基	500mL		
T440KJ	StemGro® TeSR 多能干细胞培养基	500mL		
T441KJ	StemGro® TeSR-3D 干细胞培养基套装	500mL		

上海源培生物科技股份有限公司已取得 ISO9001:2015、

ISO13485:2016 质量体系认证。

3. 产品参数

本产品为过滤除菌产品

物理外观：无色澄清透明液体

储藏条件：-30 ~ -5 °C

运输条件：干冰

用途：仅供科研和生产使用

4. 使用指南

推荐工作浓度:0.5µg/cm²。