

Prepared® 0.1% 无菌蛋白胨水溶液，易拉盖，500mL 产品手册

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
Q812	Prepared®0.1% 无菌蛋白胨水溶液，易拉盖，500mL	500mL	12 个月	液体	2 ~ 25 °C	常温

1.产品描述和用途

本品为终端灭菌产品，主要应用于药品及生物制品的无菌检验。
可作为供试品的稀释液，冲洗液。

2.产品灭菌方式

121℃ 15min 高温湿热灭菌。

3.包装规格

包装容器：580mL 玻璃瓶
培养基装量：500mL
瓶盖：胶塞、铝盖、易拉环
装箱：12 瓶/箱

4.配方

组分：

蛋白胨 0.1 g/L

5.检验方法和标准

理化检查：外观澄清，无色。

无菌检查：在 30-35℃的培养条件下，培养 14 天，无微生物生长。

6.使用指南

参见《中华人民共和国，药典》

2025 版，四部通则 1101：无菌检查法。

7.企业质量体系

ISO9001:2015 / ISO13485:2016。

8.注意事项

请在产品效期内使用，使用前请仔细观察本产品，如发现浑浊和异物请勿使用。

本产品严禁用于临床。