

Prepared® 麦康凯液体培养基, MB, 螺旋盖, 100mL 产品手册



货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
Q817	Prepared®麦康凯液体培养基, MB, 螺旋盖, 100mL	100mL	12 个月	液体	2 ~ 25 °C,	常温

1.产品描述和用途

本品为终端灭菌产品，用于大肠埃希菌选择性增菌培养。

2.产品灭菌方式

121℃ 15min 高温湿热灭菌。

3.包装规格

包装容器：125mL 玻璃瓶

培养基装量：100mL

瓶盖：胶塞、两用螺旋盖

装箱：25 瓶/箱

4.配方

组分：

明胶胰酶水解物	20.0 g/L
乳糖	10.0 g/L
牛胆盐	5.0 g/L
溴甲酚紫	0.01 g/L

5.检验方法和标准

理化检查：外观澄清，紫红色液体，pH=7.3±0.2（25℃）。

无菌检查：在 30-35℃的培养条件下，培养 14 天，无微生物生长。

适用性检查：在 30-35℃的培养条件下，培养 3 天，分别接种大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌。大肠埃希菌生长良好，金黄色葡萄球菌不得生长。

6.使用指南

参见 2025 版中国药典 1101 章节。

7.企业质量体系

ISO9001:2015 / ISO13485:2016。

8.注意事项

请在产品效期内使用，使用前请仔细观察本产品，如发现浑浊和异物请勿使用。

本产品严禁用于临床。