

0.9% 氯化钠溶液，易拉盖，500mL 产品手册

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
X021M1	0.9% 氯化钠溶液	500 mL	12 个月	液体	2~25℃	常温

1. 产品描述和用途

本品为终端灭菌产品，主要应用于药品及生物制品的无菌检验。
可作为供试品的稀释液，冲洗液。

2. 产品灭菌方式

121℃ 15min 高温湿热灭菌。

3. 包装规格

包装容器：580mL 玻璃瓶
培养基装量：500mL
瓶盖：胶塞、铝盖、易拉环
装箱：12 瓶/箱

4. 成分和配方

组分：
氯化钠 9g/L

5. 检验方法和标准

理化检查：外观澄清，无色。
无菌检查：在 30-35℃ 的培养条件下，培养 14 天，无微生物生长。

6. 使用指南

参见 2025 版中国药典 1101 章节。

7. 企业质量体系

ISO9001:2015 / ISO13485:2016。

8. 注意事项

请在产品效期内使用，使用前请仔细观察本产品，如发现浑浊和异物请勿使用。
本产品严禁用于临床。