



源培·培源
BasalMedia

Prepared® 沙氏葡萄糖琼脂培养基 SDA 螺旋盖 产品手册

货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
X081BW	Prepared® 沙氏葡萄糖琼脂培养基 SDA 螺旋盖	100 mL	12 个月	液体	2~25℃	常温

1. 产品描述和用途

沙氏葡萄糖琼脂培养基，缩写 SDA。

本品为终端灭菌产品，可放入水浴中复融成液体后浇注成平皿使用，适用于倾注法。

本品为一次性使用产品，仅供复溶一次。

SDA 适用于真菌的检验。

2. 产品灭菌方式

121℃、15min 高温高压灭菌。

3. 包装规格

包装容器：125mL 玻璃瓶

培养基装量：100mL

瓶盖：胶塞、两用螺旋盖

装箱：25 瓶/箱。

4. 原料和配方

组分：

胃蛋白酶水解物和胰酪胨等量混合物	10.0 g/L
葡萄糖	40.0 g/L
琼脂	15.0 g/L

5. 遵从原则

《中华人民共和国药典》2025 版。

6. 检验方法和标准

理化检查：淡黄色，pH=5.6±0.2（25℃）。

无菌检查：在 20-25℃的培养条件下，培养 5 天，无微生物生长。

适用性检查：在 20-25℃的培养条件下，时间不超过 5 天，分别接种大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草芽孢杆菌、白色念珠菌、黑曲霉菌，被检样品的菌落平均数与对照培养基上的菌落平均数的比值应在 50%-200%范围内。

7. 使用指南

补充使用指南，参照平皿。

8. 企业质量体系

ISO9001:2015 / ISO13485:2016。

9. 注意事项

I：使用前必须检查，若瓶子破损，过了产品有效期等情况不得使用；

II：使用后必须尽快培养，以保证结果准确；

III：所用样品及其培养废弃物应视为污染性的物质，应高温高压湿热灭菌后再另行处理；

IV：本产品严禁用于临床。