

Fluid D, 易拉盖, 500mL 产品手册



货号	品名	规格	有效期	外观	储存条件	运输条件
XR00KJ	Fluid D	500 mL	12 个月	液体	2~25℃	常温

1. 产品描述和用途

本品为终端灭菌产品，主要应用于药品及生物制品的无菌检验。
可作为供试品的稀释液，冲洗液。

2. 产品灭菌方式

121℃ 15min 高温湿热灭菌。

3. 包装规格

包装容器：580mL 玻璃瓶

培养基装量：500mL

瓶盖：胶塞、铝盖、易拉环

装箱：12 瓶/箱

4. 成分和配方

组分：

动物组织胃蛋白酶消化物	1g
吐温 80	1ml

5. 检验方法和标准

理化检查：外观澄清，无色。

无菌检查：在 30~35℃ 的培养条件下，培养 14 天，无微生物生长。

6. 使用指南

参见美国药典。

7. 企业质量体系

ISO9001:2015 / ISO13485:2016。

8. 注意事项

请在产品效期内使用，使用前请仔细观察本产品，如发现浑浊和异物请勿使用。

本产品严禁用于临床。