

免疫细胞治疗

细胞分离

ρ1.077 样本密度分离液(淋巴细胞分离液)

采用碘克沙醇(Iodixanol)水溶液,适用于从人抗凝血中分离淋巴细胞,无菌、无病毒、低热源,高回收率、高细胞存活率。(源培货号:R710KJ)



细胞扩增

LymGro® 淋巴细胞无血清培养基

适用于人及哺乳类动物外周血免疫细胞的培养,包括T、DC、CIK、NK等细胞的研究及应用。通过添加不同的细胞刺激因子,可高效快速扩增相应的免疫细胞。

不含异源成分,普适各类免疫细胞:T、NK、NK-92、CAR-T、CAR-NK、CIK、DC、造血干细胞(CD34+)等。(源培货号:T110KJ、T120KJ)



细胞回收和储存

CD-Freezer® 细胞冻存液

用于细胞在-80或-196℃条件下的长期冻存。通用于多种哺乳动物细胞株,包括各种免疫细胞和蛋白表达细胞,化学成分限定,无动物源成分,无需程序降温,直接冻存于-80℃冰箱,用于常规的细胞冻存,-80℃可长期保存(>5年),细胞回收率在90%以上。(源培货号:S919JV)



细胞改造

CAR-T/NK细胞改造

CAR-T/NK全称为嵌合抗原受体T/NK细胞免疫疗法。T/NK细胞通过基因编辑加入嵌合抗原受体后得到的CAR-T/NK细胞,能够特异性捕捉并杀死肿瘤细胞。

293Pro®CD293TT 无血清培养基

适合 HEK293 及其衍生细胞的高密度悬浮培养，同时兼容瞬时化学转染，可用于慢病毒、腺相关病毒的扩增，以及重组蛋白瞬转表达。

化学成分限定，无动物源成分，无需换液，同时兼容：高密度悬浮培养、高效率瞬时转染、高产量蛋白表达。(源培货号:H720KJ)



CellTurbo® 293 瞬转表达用补料套装

CellTurbo®293瞬转表达用补料套装是无动物来源化学成份限定的补料，适用于293细胞高密度悬浮培养，用于基于瞬时转染的病毒扩增和重组蛋白表达。
(源培货号:H450KJ)



CellTurbo® 植物蛋白水解物溶液

通过对植物源性原材料进行新的分解方法和加工处理方式制备而来的。该方法可以生产高品质的水解物，同时提高批间稳定性和水解物在真核生物制药生产体系中的性能。(源培货号:S291J7、S291JV)



订购信息

货号	品名	规格
R710KJ	ρ1.077 样本密度分离液	500mL
H720KJ	293Pro® CD 293 TT 无血清培养基 无动物源	500mL
H450KJ	CellTurbo® 293 瞬转表达用补料套装	500mL+50mL
S291J7	CellTurbo® 100 g/L 植物蛋白水解物溶液	10 mL
T110KJ	LymGro® 淋巴细胞无血清培养基 含酚红、L-谷氨酰胺、L-丙氨酰谷氨酰胺和 HSA	500mL
T120KJ	LymGro® 淋巴细胞无血清培养基 含 L-谷氨酰胺、L-丙氨酰谷氨酰胺和 HSA,不含酚红	500mL
S919JV	CD-Freezer® 细胞冻存液 含 7.5% DMSO	100 mL

293Pro®、CellTurbo®、LymGro®、CD-Freezer®为上海源培生物科技股份有限公司注册商标。
详细的产品信息，请登录源培网站：www.basalmedia.com查询。



扫码关注
源培公众号

上海源培生物科技股份有限公司
Shanghai BasalMedia Technologies Co., LTD.

地址：上海市奉贤区岚丰路1569号

电话：021-37196939

邮箱：info@basalmedia.com

网址：www.basalmedia.com



源培生物
网站二维码